

Lit surbaissé entièrement électrique Drive

HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E




FIGURE F

- Hauteur de plate-forme basse avec flexibilité pour configurer l'emplacement des roulettes "rouler à n'importe quelle hauteur" ou "rouler à faible hauteur uniquement"
- -Roulez à n'importe quelle hauteur : 14,81" (376 mm) à 22,83" (580 mm) de hauteur de plateau
- -Rouleaux à faible hauteur : 11,81 (300 mm) à 19,83" (504 mm) de hauteur de pont
- Le fonctionnement silencieux, pratique et entièrement électrique permet un changement de position en douceur avec une télécommande manuelle facile à utiliser pour le positionnement de la section tête/pied et la hauteur totale du cadre de lit pour un maximum de confort et de polyvalence pour le patient ou le soignant
- Les moteurs de réglage de la hauteur et de plateau tête/pied sont préinstallés sur la section pied, aucun assemblage requis
- En cas de panne de courant, accessibilité de la manivelle Hi/Lo montée sur le dessus et remplacement manuel du moteur à manivelle des réglages de la surface de sommeil
- Facile à transporter et à installer, le lit est livré dans deux cartons
- La construction du cadre à canaux offre une résistance supérieure et un poids réduit
- Le cadre renforcé résiste à la torsion et à la flexion
- Plateau à ressorts zingué de longue durée pour le confort du patient
- Les bouts de lit robustes avec des revêtements de bout de lit moulés en polyéthylène HD durables sont attrayants et faciles à entretenir
- La tête de lit est plus haute que le pied de lit pour se fondre dans le décor de la maison
- Les étiquettes et les ressorts à code couleur permettent d'assurer une installation précise des barrières latérales pour la sécurité du patient
- La force de travail haute performance de la centrale électrique à 3 moteurs est une norme de l'industrie
- Demi-rails et rails complets disponibles en paquets (PKG) ou vendus séparément
- Le moteur est approuvé UL, le lit est fabriqué en ISO9001 & ; Installation ISO13485
- Satisfait aux directives applicables de la FDA en matière de piégeage
- Le kit d'extension disponible (modèle #15005EXTKIT-L) étend la longueur de 80" à 84"
- Capacité de poids du patient 350 lb. (158 kg). Capacité de poids totale 450 lb. (204 kg). Comprend l'occupant, le matelas, les barrières, le trapèze, les accessoires, les effets personnels, etc.
- Auto-Contour soulève la tête et le pied du lit simultanément pour aider à prévenir les lésions de pression induites par le cisaillement du bas du dos et du sacrum, éliminant une étape supplémentaire pour les soignants et les résidents sans avoir besoin de se souvenir des élévations FOB avant HOB.
- Le contour automatique peut aider à prévenir les blessures par cisaillement du sacrum en élevant simultanément les sections de la tête et du lit de pied afin qu'il n'y ait pas de glissement lors des changements de position.
- Seuls les lits de soins à domicile dotés d'un contour automatique qui permet aux patients de rester confortablement en place tout en étant mieux positionnés pour lire, regarder la télévision ou parler au personnel et aux visiteurs.

PRODUCTS

Description

15005LP

Full Elec LowBed 1/cv

PRODUCTS

Description

15005LP-FR	Full Elec LowBed, ensemble de rails complets
15005LP-FRPKG	Full Elec LowBed, FRail IMatt Pkg
15005LP-FRPKG-TS	Full Elec LowBed, FRail TSMatt Pkg
15005LP-HR	Ensemble demi-rail Full Elec LowBed
15005LP-HRPKG	Full Elec LowBed HRail IMatt Pkg
15005LP-HRPKG-TS	Full Elec LowBed HRail TSMatt Pkg
15005LP-PKG-1-G7	Plein élec. Ensemble de lit avec demi-rail et gravité 7
15005LP-PKG-1-G8	Plein élec. Ensemble de lit avec demi-rail et gravité 8
15005LP-PKG-1-G9	Plein élec. Ensemble de lit avec demi-rail et gravité 9
15005LP-PKG-G7	Plein élec. Ensemble de lit avec rail complet et gravité 7

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Acheteur d'origine. Durée de vie limitée sur les soudures, 5 ans sur le châssis, le moteur, le pendentif, 1 an sur toutes les autres pièces et composants. Pendant la période de garantie, les articles défectueux seront réparés ou remplacés au choix de Drive sans frais.
Poids du produit	169 livres
Poids à l'expédition du carton	184 livres
Poids	169 livres