

Lit manuel multi-hauteur

HCPCS:




FIGURE A




FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D

- Manivelles rabattables pratiques à l'extrémité du pied pour le réglage de la hauteur du pied, de la tête et de l'ensemble du lit
- Facile à installer, le lit est livré dans deux cartons, la tige se range sous le cadre lorsqu'il est démonté
- L'ajustement tête/pied offre une surface de sommeil anatomiquement correcte
- La construction du cadre de canal renforcé offre une résistance supérieure, résiste à la torsion et réduit le poids
- Plate-forme à ressorts zinguée longue durée pour Pt confort
- Les bouts de lit robustes avec des revêtements de bout de lit moulés en polyéthylène HD durables sont attrayants et faciles à entretenir
- Satisfait aux directives applicables de la FDA en matière de piégeage
- Poids du patient Capacité 350 livres. (158 kg). Capacité de poids total 450 lb. (204kg)
- Demi-rails et rails complets disponibles en paquets (PKG) ou vendus séparément

PRODUCTS	Description
15003P	Lit manuel,1/cv
15003P-FR	Ensemble de lit manuel avec rails complets
15003P-HRPKG-TS	Lit manuel HRail TSMatt Pkg

SPECIFICATIONS	Description
Garantie	(Acheteur d'origine) Durée de vie limitée sur les soudures, 5 ans sur le cadre, 1 an sur toutes les autres pièces et composants
Poids du produit	156 livres. (71kg)
Taille de pièce appropriée	36" (0,914 m) (L) x 88" (2,24 m) (L)
Poids	156 livres. (71kg)