

## Lit semi-électrique (manivelle simple)

HCPCS:




FIGURE A



FIGURE B

- Fonctionnement silencieux et fluide, la section tête/pied s'ajuste électroniquement, la hauteur s'ajuste manuellement
- Facile à transporter et à installer, le lit est livré dans deux cartons
- Manche se range sous le cadre lorsqu'il n'est pas assemblé
- La construction du cadre à canaux offre une résistance supérieure et un poids réduit
- Le cadre renforcé résiste à la torsion et à la flexion.
- Plateau à ressorts zingué de longue durée pour Pt comfort
- Les extrémités de lit robustes avec des housses de bout de lit moulées en polyéthylène HD durables sont attrayantes et faciles à entretenir
- Les suspensions à clipser sur le rail de lit, actionnent la section tête et pied simultanément
- Demi-rails et rails complets disponibles en paquets (PKG) ou vendus séparément
- Satisfait aux directives applicables de la FDA sur le piégeage
- Kit d'extension disponible (modèle #15005EXTKIT-L ) étend la longueur de 80" à 84"
- Poids du patient Capacité 350 lbs. (158 kg). Capacité de poids totale 450 lb. (204kg)
- Le moteur est approuvé UL, le lit est fabriqué dans une usine ISO9001 et ISO13485

### PRODUCTS

### Description

15004P	Lit SemiElec,1/cv
15004P-FR	Ensemble de lit SemiElec avec rails complets
15004P-FRPKG	Lit SemiElec, FRail IMatt Pkg
15004P-HR	Ensemble de lit SemiElec avec demi-rails
15004P-HRPKG	Lit SemiElec HRail IMatt Pkg
15004P-HRPKG-TS	Lit SemiElec HRail TSMatt Pkg

### SPECIFICATIONS

### Description

Garantie	(Acheteur d'origine) Durée de vie limitée sur les soudures, 5 ans sur le cadre, le moteur, le pendentif, 1 an sur toutes les autres pièces et composants
Poids du produit	161 livres (73 kg)
Poids à l'expédition du carton	176 livres. (80kg)
Poids	161 livres. (73kg)