

Lit Prime Care Modèle P903

HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E




FIGURE F




FIGURE G




FIGURE H

- 600 livres. capacité de poids*
- La hauteur super basse de 7" peut aider à minimiser les chutes (Figure A) tandis que la hauteur de travail de 30" peut faciliter le travail du personnel & ; fonctions de soignant (Figure B)
- La largeur intégrée avec bouton-poussoir d'extension de 36" à 39" à 42" offre une mesure supplémentaire de confort et de dignité (Figure I) La longueur de la surface de sommeil de 80", 84" et 88" permet d'accueillir confortablement les résidents les plus grands
- Le pendentif à main rétroéclairé à 10 fonctions comprend un contour automatique, une chaise de confort cardiaque (Figure D) et une veilleuse sous le lit pour une sécurité supplémentaire la nuit
- Le système de contrôle Hi/Lo synchronisé maintient le niveau du lit pour le confort et le positionnement du résident
- Construction en acier soudé, le plateau de support des lattes est durable et facile à nettoyer
- Roulez à n'importe quelle hauteur avec des roulettes doubles robustes de 3 pouces et une commande de direction facilitant la maniabilité (Figure H)
- Le système de verrouillage au sol à double pédale à code couleur maintient le lit bien en place lorsqu'il est engagé (Figure G)
- Le pare-chocs mural réglable aide à protéger les murs et le lit contre les dommages (Figure E)
- Les fonctionnalités standard incluent : adj. attaches de matelas, élévateur de talon, supports de poteau IV
- En option : extrémités de lit (deux styles et trois couleurs de stratifié à grain de bois), barres d'assistance, rails, rails d'assistance de luxe, trapèze, commande de personnel intégrée, batterie de secours, transporteur
- Trendelenburg/Trendelenburg inversé avec option de contrôle du personnel (Figure C)
- Garantie : 15 ans. sur cadre, durée de vie sur soudures, 5 ans. sur l'électronique

PRODUCTS	Description
P903	Lit Prime Care Modèle 903

SPECIFICATIONS	Description
Garantie	Durée de vie sur les soudures
Capacité de poids	550 livres
Roues	550 livres
Extension de largeur en option	36" - 39"-42"
Surface de sommeil	80", 84", 88"
Garantie limitée	15 ans sur le cadre
Garantie sur les piles	5 ans en électricité

ACCESSORIES	Description
PLTCAR	Rail d'assistance LTC, 1PR, PR
PLTCAB	Barre d'assistance LTC, 1PR, PR
PLTCDR	Rail de luxe LTC, 1PR, PR

ACCESSORIES

Description

P903SC03	P903 Contrôle du personnel pour les moteurs Linak, EA
42BWBE-A	BOUT DE LIT 42" BRNWOOD,CERISE,EA, EA
42MCBE-FM	BOUT DE LIT CRK MOULIN 42",FIG MAHOG,EA, EA
35MCBE-A	35" MOULIN CRK BEDEND,CERISE,EA, EA
42BWBE-B	BOUT DE LIT 42" BRNWOOD,OKOAK,EA, EA
35BWBE-A	BOUT DE LIT 35" BRNWOOD,CERISE,EA, EA
35MCBE-B	35" MOULIN CRK BEDEND,OKOAK,EA, EA
35BWBE-B	BOUT DE LIT 35" BRNWOOD,OKOAK,EA, EA