

## Premier soin P503

HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E




FIGURE F

- 450 livres. capacité de poids, poids résident 425 lb (Figure A)
- Meilleure plage de hauteur de sa catégorie de 7,8" à 30" (Figure B)
- Extension de longueur intégrée de 76" et 80"
- La télécommande portable à huit (8) fonctions inclut le contour automatique (Figure C)
- 3 moteurs à courant continu maintiennent le lit à niveau grâce à un véritable levage vertical
- Quatre roulements scellés pour un levage en douceur/silencieux
- Huit roulettes robustes de 3" roulent à n'importe quelle hauteur, 4 verrouillables, 2 verrous de guidage de roulette (Figure D)
- Pare-chocs mural fixe (Figure E)
- Options :
- Rails d'assistance, barres d'assistance
- Bouts de lit, deux styles et trois couleurs de stratifié grain de bois

### PRODUCTS

### Description

P503	Prime Care Modèle P503
------	------------------------

### SPECIFICATIONS

### Description

Garantie	10 ans sur le châssis, 15 ans sur les soudures, 2 ans sur l'électricité
Capacité de poids	450 livres
Plage de hauteur du lit	7,8" - 30"
Poids	210 livres

### ACCESSORIES

### Description

PLTCAB	Barre d'assistance LTC, 1PR, PR
PLTCAR	Rail d'assistance LTC, 1PR, PR
35BWBE-B	BOUT DE LIT 35" BRNWOOD,OKOAK,EA, EA
35BWBE-A	BOUT DE LIT 35" BRNWOOD,CERISE,EA, EA
35MCBE-B	35" MOULIN CRK BEDEND,OKOAK,EA, EA
35MCBE-A	35" MOULIN CRK BEDEND,CERISE,EA, EA
42BWBE-B	BOUT DE LIT 42" BRNWOOD,OKOAK,EA, EA
42BWBE-A	BOUT DE LIT 42" BRNWOOD,CERISE,EA, EA
42MCBE-A	42" MOULIN CRK BEDEND,CERISE,EA, EA
42MCBE-FM	BOUT DE LIT CRK MOULIN 42",FIG MAHOG,EA, EA
42MCBE-B	42" MOULIN CRK BEDEND,OKOAK,EA, EA
35MCBE-FM	BOUT DE LIT CRK MILL 35",FIG MAHOG,EA, EA
35BWBE-FM	BOUT DE LIT 35" BRNWOOD,FIG MAHOG,EA, EA

ACCESSORIES

Description

42BWBE-FM

BOUT DE LIT BRNWOOD 42",FIG MAHOG,EA, EA