

Lits légers bariatriques à barrière de lit demi-longueur

HCPCS:



- La construction en acier durable au fini brun riche offre un style de soins à domicile attrayant et facile à entretenir
- Demi-rail facile à installer conçu spécifiquement pour le lit de soins à domicile bariatrique léger série
- Sécurité des produits et amp ; Normes de performances : Conforme aux directives d'évaluation dimensionnelle du système de lit d'hôpital de la FDA pour réduire le piégeage ainsi qu'aux normes CPSC ASTM
- Idéal pour une protection et un soutien maximum lorsque le lit est surélevé
-
-

PRODUCTS

Description

PRODUCTS	Description
15021BV-LW	Demi rail latéral, 42in/48/54 LW Baribed, 1pr

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Cadre en acier : durée de vie limitée Boutons : 1 an
Couleur	Brun