

Poignée d'assistance au lit domestique M-Rail

HCPCS:



FIGURE A




FIGURE B

- Conçu pour fournir un soutien lors de l'entrée et de la sortie du lit et lors du passage d'une position allongée à une position assise
- La forme en M permet plusieurs positions des mains pour s'adapter à n'importe quel utilisateur
- Plusieurs barres transversales créent une prise en main facile quelle que soit la hauteur
- Assemblage facile et rapide
- La sangle de sécurité s'enroule autour du matelas ou du sommier pour assurer un ajustement sûr
- Sangle de sécurité spéciale extra-longue permettant à l'utilisateur d'être dans un lit simple, jumeau, double, queen ou king size pochette pour ranger télécommandes, lunettes, magazines et plus

PRODUCTS	Description
1222P	Rail M avec pochette

SPECIFICATIONS	Description
Garantie	Durée de vie limitée
Capacité de poids	300 livres