

Invites de cuisse

HCPCS: E1399-1, E1399-1



- Réglable en hauteur
- Peut être positionné plus loin ou plus près de l'utilisateur pour limiter l'adduction / l'abduction
- Se déplace avec le schéma de marche de l'utilisateur permettant le transfert de poids d'une jambe à la autre
- Évite le cisaillement des jambes

PRODUCTS

Description

TK 1090 L	Invites de cuisse pour Moxie, Lg, 1pr/sac
TK 1090 S	Invites de cuisse pour Moxie, Sm, 1pr/sac