

Prise en charge du coffre

HCPCS: E1399-1,E1399-1



FIGURE A

- Sécurise le torse à l'angle souhaité
- Hauteur, profondeur, largeur et angle réglables
- Rembourré pour un confort amorti
- Reste ouvert pour des transferts faciles
- Peut être monté vers l'intérieur ou l'extérieur du guidon
- Les sangles réglables offrent une gamme de soutien allant du plus serré au plus lâche en fonction des capacités de l'utilisateur
- Dans sa position la plus basse, peut être utilisé comme positionneur pelvien
- Des ajustements peuvent être effectués pendant que l'utilisateur est dans l'entraîneur de marche
- Le petit support de tronc ne doit pas être utilisé sur le TK 3000

PRODUCTS

Description

TK 1080 L	Support de coffre pour Moxie, Lg,1/bx
TK 1080 M	Support de coffre pour Moxie, Med, 1/boîte
TK 1080 S	Support de coffre pour Moxie, Sm,1/bx