

## Trousse d'assistance

HCPCS: E1399-1,E1399-1



- Le kit de soutien comprend un harnais de tronc, un abducteur et des supports latéraux
- Harnais de tronc :
  - Le harnais de tronc à fermeture à glissière réglable offre un soutien ciblé sur le sternum et la cage thoracique
  - Son matériau semi-extensible permet un mouvement contrôlé, empêche l'affaissement vers l'avant et maintient également une position assise correcte sur la ligne médiane
  - Des sangles avec des boucles de verrouillage à came sécurisent le harnais du tronc
- Abducteur :
  - Réglable en profondeur
  - Positionne le genou de l'utilisateur pour contrôler les muscles spastiques qui pourraient faire croiser ses jambes
- Supports latéraux :
  - Aide à la stabilisation et à l'alignement appropriés du haut du corps
  - Réglable en hauteur et en largeur
  - Vendu par paire et chaque latéral est réglable individuellement

### PRODUCTS

### Description

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| FC 8025 LN | Kit de support, Lg, FC4000N, 1 jeu/boîte |
| FC 8025N   | Kit de support, Sm, FC2000N, 1 jeu/boîte |