

Système de bain Otter

HCPCS: E1399-1,E1399-1



FIGURE A




FIGURE B




FIGURE C

- Cadre en plastique avec un choix de tissu standard (Figure B) ou doux (Figure C) amovible et lavable
- Tissu standard : le nylon recouvert de vinyle sèche facilement (Figure B)
- Tissu doux : le tissu en tricot de polyester comprend une sangle de tronc pour aider au soutien latéral
- Comprend un rembourrage supplémentaire entre le tissu et le cadre Otter (Figure C)
- Siège à angle réglable et le dossier a cinq ajustements d'angle à 0°, 22 5°, 45°, 67 5° et 90°
- Les Uni-Bars du siège et du dossier permettent des ajustements d'angle d'une seule main (Figure A)
- Les coussins de tête réglables en hauteur et en largeur offrent soutien et confort
- Ils peuvent également être utilisés comme supports latéraux
- Les sangles de jambe contrôlent l'abduction et l'adduction
- Les pieds réglables antidérapants soulèvent la chaise jusqu'à 7"
- Se replie à plat pour un rangement facile

PRODUCTS	Description
OT 1000	Chaise de bain Otter,petite,1/cs
OT 2000	Chaise de bain Otter,moyen,1/cs
OT 3000	Chaise de bain Otter,grande,1/cs
OT 4000	Chaise de bain Otter, tissu standard, XL
OT-1000SF-BB	Chaise de bain Otter, tissu doux, S, bleu
OT-1000SF-LL	Chaise de bain Otter, tissu doux, S, Lav
OT-2000SF-BB	Chaise de bain Otter, tissu doux, M, bleu
OT-2000SF-LL	Chaise de bain Otter, tissu doux, M, Lav
OT-3000SF-BB	Chaise de bain Otter, tissu doux, L, bleu
OT-3000SF-LL	Chaise de bain Otter, tissu doux, L, lavabo
OT-4000SF-BB	Chaise de bain Otter, tissu doux, XL, bleu
OT-4000SF-LL	Chaise de bain Otter, tissu doux, XL, lavande
SPECIFICATIONS	Description
Garantie	Garantie limitée d'un an
Poids du produit	11 livres 12 livres 14 livres 18 livres
Dimensions du siège	14,5" (L) x 2"-7" (H)
Capacité de poids	60 lb 120 lb 160 lb 250 lb
Taille de l'utilisateur	jusqu'à 72" (varie selon la taille)
Hauteur du dossier	18" 25" 32" 34"
ACCESSORIES	Description
OT 8010	Support de baignoire Otter, 1/cs, CS

ACCESSORIES**Description**

OT 8000	Support latéral/appui-tête, loutres, 1ea, EA
OT 8020	Otter ShowerStand,roulant,1/cs, CS