

## Système de bain Otter

HCPCS: E1399-1,E1399-1



FIGURE A




FIGURE B




FIGURE C

- Cadre en plastique avec un choix de tissu standard (Figure B) ou doux (Figure C) amovible et lavable
- Tissu standard : le nylon recouvert de vinyle sèche facilement (Figure B)
- Tissu doux : le tissu en tricot de polyester comprend une sangle de tronc pour aider au soutien latéral
- Comprend un rembourrage supplémentaire entre le tissu et le cadre Otter (Figure C)
- Siège à angle réglable et le dossier a cinq ajustements d'angle à 0°, 22 5°, 45°, 67 5° et 90°
- Les Uni-Bars du siège et du dossier permettent des ajustements d'angle d'une seule main (Figure A)
- Les coussins de tête réglables en hauteur et en largeur offrent soutien et confort
- Ils peuvent également être utilisés comme supports latéraux
- Les sangles de jambe contrôlent l'abduction et l'adduction
- Les pieds réglables antidérapants soulèvent la chaise jusqu'à 7"
- Se replie à plat pour un rangement facile

### PRODUCTS

#### Description

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| OT 1000      | Chaise de bain Otter,petite,1/cs              |
| OT 2000      | Chaise de bain Otter,moyen,1/cs               |
| OT 3000      | Chaise de bain Otter,grande,1/cs              |
| OT 4000      | Chaise de bain Otter, tissu standard, XL      |
| OT-1000SF-BB | Chaise de bain Otter, tissu doux, S, bleu     |
| OT-1000SF-LL | Chaise de bain Otter, tissu doux, S, Lav      |
| OT-2000SF-BB | Chaise de bain Otter, tissu doux, M, bleu     |
| OT-2000SF-LL | Chaise de bain Otter, tissu doux, M, Lav      |
| OT-3000SF-BB | Chaise de bain Otter, tissu doux, L, bleu     |
| OT-3000SF-LL | Chaise de bain Otter, tissu doux, L, lavabo   |
| OT-4000SF-BB | Chaise de bain Otter, tissu doux, XL, bleu    |
| OT-4000SF-LL | Chaise de bain Otter, tissu doux, XL, lavande |

### SPECIFICATIONS

#### Description

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Garantie                | Garantie limitée d'un an                      |
| Poids du produit        | 11 livres   12 livres   14 livres   18 livres |
| Dimensions du siège     | 14,5" (L) x 2"-7" (H)                         |
| Capacité de poids       | 60 lb 120 lb 160 lb 250 lb                    |
| Taille de l'utilisateur | jusqu'à 72" (varie selon la taille)           |
| Hauteur du dossier      | 18" 25" 32" 34"                               |

### ACCESSORIES

#### Description

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| OT 8010 | Support de baignoire Otter, 1/cs, CS |
|---------|--------------------------------------|

**ACCESSORIES****Description**

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| OT 8000 | Support latéral/appui-tête, loutres, 1ea, EA |
| OT 8020 | Otter ShowerStand,roulant,1/cs, CS           |