

## Chaise d'aisance pédiatrique pinnipède

HCPCS: E1399-1, E1399-1




FIGURE A



FIGURE B

- Cadre en acier soudé tout-en-un disponible en rouge et bleu
- Siège en plastique et dossier profilé
- Siège de toilette durable à clipser
- > Le siège réglable en hauteur permet à l'enfant de placer fermement ses pieds sur le sol pour plus de confort et de sécurité
- Sangle de poitrine réglable à boucles et crochets pour un soutien supplémentaire
- Les accoudoirs en plastique moulé offrent un confort supplémentaire
- Les embouts en caoutchouc antidérapants garantissent que les pieds ne marqueront pas le sol
- Complet avec seau d'aisance amovible de 7,5 pintes avec poignée et couvercle en métal

**PRODUCTS****Description**

PC 1000 BL

Chaise d'aisance pédiatrique pinnipède, bleu, 1/unité

**SPECIFICATIONS****Description**

Garantie

Durée de vie limitée

Capacité de poids

250 livres

Poids à l'expédition du carton

13 livres

Largeur hors tout

17"

Poids

9,5 livres