

## Fauteuil roulant pédiatrique Wallaby

HCPCS:



FIGURE A



- Supports d'arrimage de transport standard
- Conforme à la norme WC19 lorsqu'il est utilisé avec WB8021 pour les utilisateurs entre 50 et 80 lbs
- Poignées de poussée réglables en hauteur
- Flip accoudoirs de bureau rembourrés à l'arrière
- Ceinture pelvienne standard
- Verrouillage des roues par pression
- Roues arrière de 22" avec roulettes avant de 6"
- Swingaway repose-pieds avec réglage de la hauteur sans outil et sangle mollet

### PRODUCTS

#### Description

WB1200-2GFR	Wallaby, 12", camion de pompier rouge
WB1400-2GJB	Wallaby, 14", bleu chasseur à réaction

### SPECIFICATIONS

#### Description

Poids du produit	33 lb (sans repose-pieds)
Dimensions du siège	12"L x 12"P   14"L x 14"P
Hauteur de la poignée	33" - 39"
Capacité de poids	150 livres
Hauteur du siège au sol	19"
Largeur hors tout	20" 22"
Hauteur du dossier	14"

### ACCESSORIES

#### Description

WB 8021	Extension d'appui-tête, Wallaby, 1ea, EA
WB ELR	Repose-jambes éleveurs, Wallaby, 1pr, PR
STDS833N	Anti-basculer arrière avec roues SSP&CS, 1/pr, PR