

Siège de positionnement Seat2Go

HCPCS: E1399-1, E1399-1



FIGURE A

- Le siège profilé empêche l'enfant de glisser vers l'avant et améliore la posture assise
- Angle siège-dossier de 95°
- Support de tronc à double sangle et ceinture de positionnement
- Deux ensembles de sangles fixent Seat2Go à n'importe quelle chaise
- Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les sangles de siège peuvent être rangées sous le siège derrière le rabat transparent et les sangles arrière dans la poche arrière
- Pèse seulement 5 livres

PRODUCTS**Description**

CRS 2000	Seat2Go, petit, 1/cs
CRS 3000	Seat2Go, moyen, 1/cs

SPECIFICATIONS**Description**

Garantie	Limité 1 an
Poids du produit	5 livres 7 livres
Poids à l'expédition du carton	8 livres 11 livres
Largeur hors tout	8" 12"
Hauteur du dossier	12" 14"

ACCESSORIES**Description**

CRS 8025	Abducteur, Seat2Go sm/lg, 1/bte, BX
CRS 8000	Appui-tête, Seat2Go et Back2Go, 1/unité, BX