

Airgo Fusion F18 Déambulateur à pliage latéral et chaise de transport

HCPCS: E0143 + E0156, E0143 + E0156



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D




FIGURE E




FIGURE F



FIGURE G



FIGURE H

- Le déambulateur léger à pliage latéral et la chaise de transport en un seul design
- Se plie facilement sur le côté en tirant simplement sur la sangle
- Le NOUVEAU panier souple couvert se plie avec le cadre et peuvent être facilement retirés
- Les repose-pieds Swing n' Lock brevetés se fixent au cadre lorsqu'ils sont pliés
- Le cadre se verrouille ensemble lorsqu'il est plié pour un levage et un stockage plus sûrs
- Rembourré siège et un dossier complet pour un confort supérieur
- Les accoudoirs doubles offrent un endroit pour reposer vos bras dans les deux modes
- Des roulements lisses et un centre de gravité amélioré pour une poussée facile
- Dispose de notre nouveau bouton de réglage de frein sans outil convivial pour les seniors
- Cadre léger conçu pour une stabilité supérieure
- BONUS monte-trottoir inclus
- ADP# AA0000694
- Reconnu par l'ACE

PRODUCTS

Description

700-938	Airgo Fusion 2 en 1, 18", canneberge, 1EA
---------	---

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Durée de vie sur le cadre, 5 ans sur la poignée et les freins
Matériel	Aluminium
Dimensions du siège	19,5" (L) x 10" (P)
Hauteur de la poignée	29,5" à 35"
Capacité de poids	300 livres
Hauteur du siège au sol	18"
HCPCS	E0143 + E0156
Poids	17 livres

ACCESSORIES

Description

730-942	Freins lents repliés, Noir, 1PR, 25PR/CV, PR
---------	--