

Chaise de transport de luxe en aluminium poids mouche avec roulettes amovibles

HCPCS: E1038



FIGURE A




FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E



FIGURE F



FIGURE G




FIGURE H

- Pèse seulement 19 lbs
- Cadre en aluminium pour une résistance légère et durable
- Pliage et rangement faciles dans le placard ou le coffre (Figure A)
- Les roues composites sont légères et ne nécessitent aucun entretien
- Les roues de 8 pouces à l'avant et à l'arrière s'enlèvent facilement sans outils (Figure B - C)
- Déverrouillage arrière de luxe (Figure D)
- Livré avec une poche de transport sur le dossier (Figure E)
- Les modèles 17" et 19" sont livrés avec des repose-pieds pivotants sans outil
- Livré avec ceinture de sécurité pour plus de sécurité
- Les accoudoirs évasés permettent de plier le dossier pratiquement à plat (Figure F)
- Revêtement en nylon doux et moelleux
- Le dossier se replie pour faciliter le rangement et le transport
- Le porte-gobelet pratique peut facilement se fixer à la chaise
- Vendu séparément (modèle # STDS1040S)
- Capacité de poids : 300 livres

PRODUCTS

Description

RTLFW19RW-RD	Poids mouche, 19 pouces Rem Whls, rouge, RTL, 1 EA
--------------	--

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Durée de vie limitée
Poids du produit	19 livres
dimensions du produit	33" (L) avec grèements x 22" (L) x 37,25" (H)
Dimensions du siège	19" (L) x 16" (P)
Capacité de poids	300 livres
Hauteur du siège au sol	19"
Poids à l'expédition du carton	24 livres
Dimensions pliées	33" (L) avec grèements x 9" (L) x 37,25" (H)
Largeur hors tout	22" (ouvert) 9" (fermé)
Poids	19 livres
Hauteur du dossier	18"

ACCESSORIES

Description

STDS1040S	Porte-gobelet, pivotant, 1BX, 6/CS, BX
-----------	--