

Fauteuil de transport Airgo Comfort-Plus XC Premium

HCPCS:



- Conçu pour être aussi agréable que pratique
- Les guidons inclinés offrent plus d'espace pour le dos, tandis que les soignants apprécieront les poignées ergonomiques confortables avec des freins à main verrouillables pratiques pour une sécurité accrue
- Les repose-pieds uniques peuvent être facilement verrouillés sur le côté du cadre pour un rangement facile
- Les accoudoirs rabattables amovibles facilitent également l'accès à une table ou à un bureau
- Boucles de talon et ceinture de sécurité incluses en standard pour une sécurité accrue
- Grandes roues arrière de 12" avec roulements de qualité supérieure pour un roulement plus fluide et un confort accru
- Les poignées ergonomiques s'adaptent confortablement à votre paume et offrent un accès naturel aux freins
- Leviers de frein montés sur la poignée pour un contrôle accru
- Hauteur anatomiquement correcte du siège à l'accoudoir pour une posture naturellement droite
- Retour complet amovible- accoudoirs arrière pour des transferts sans effort
- Repliez vers le bas pour un transport et un rangement plus compacts
- Pochette de dossier pratique pour un rangement discret

PRODUCTS

Description

700-830	Airgo Comfort-Plus XC TC, noir, 1 EA
---------	--------------------------------------

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Durée de vie limitée sur le cadre 90 jours sur les composants portables
Poids du produit	21 livres
Capacité de poids	300 livres
Hauteur du siège au sol	19"
Poids à l'expédition du carton	23 livres