

Planche de transfert bariatrique avec trous pour les mains

HCPCS:




FIGURE A

- Pour faciliter le transfert vers et depuis un fauteuil roulant (Figure A)
- Deux poignées découpées offrent une maniabilité supplémentaire
- Fait de bouleau Baltique robuste avec une laque transparente finition
- Extrémités effilées, coins arrondis
- Légèrement biseauté à chaque extrémité
- Capacité de poids 600 lbs
- Taille : 35" x 8"

PRODUCTS

Description

RTL7047	BariatricTransBoard avec fentes pour les mains, 1EA, 2/CS
---------	---

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Limité 6 mois
Capacité de poids	600 livres