

Porte-gobelet universel



HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D

- La nouvelle pince permet au porte-gobelet de pivoter pour maintenir le niveau du contenu
- Se fixe facilement aux déambulateurs à roulettes, déambulateurs, chaises de transport/fauteuils roulants avec un diamètre de tube de 7/8" à 1"
- Un insert de serrage spécial peut être ajouté ou retiré si nécessaire pour s'adapter à des tubes de différentes tailles
- Fabriqué en plastique durable et léger

PRODUCTS

Description

STDS1040S

Porte-gobelet, pivotant, 1BX, 6/CS

SPECIFICATIONS

Description

Dimensions

3" (L) x 3" (L).