

Béquilles bariatriques en acier avec accessoires

HCPCS:



- Construction en acier durable
- Les boutons-poussoirs permettent de régler facilement la hauteur par incréments de 1"
- Conception confortable et profilée sous les bras
- Réglages faciles des écrous à oreilles pour poignées
- Grandes pointes profilées en vinyle jumbo antidérapantes
- Capacité de poids 500 lb

PRODUCTS	Description
10406	Béquilles,AdltStl,HvyDty.1pr/cs
10408	Béquilles, Grand, Stl.HD.1pr/cs
10416-1	Béquille,Alum.Pedi,1 paire
SPECIFICATIONS	Description
Garantie	Durée de vie limitée
Capacité de poids	500 livres