

Béquille d'avant-bras en acier bariatrique

HCPCS:



- Poignets de bras enduits de vinyle, ergonomiques et moulés pour plus de confort et de stabilité
- Les sections de jambe et d'avant-bras s'ajustent indépendamment pour une taille optimale
- Les poignées en vinyle sont confortables et durables
- Embouts extra-larges pour plus de stabilité

PRODUCTS

Description

PRODUCTS	Description
10403HD	Béquille d'avant-bras, bariatrique, adulte, 1/cs

SPECIFICATIONS

Description

SPECIFICATIONS	Description
Garantie	Durée de vie limitée
Capacité de poids	500 livres
Poids	5,7 livres.