

Béquilles d'avant-bras en acier

HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C

- Poignets de bras enduits de vinyle, ergonomiques, moulés pour plus de confort et de stabilité
- Les sections de jambe et d'avant-bras s'ajustent indépendamment pour un dimensionnement optimal
- Les poignées en vinyle sont confortables et durables
- Embouts extra-larges pour plus de stabilité
- La poignée Ortho K est en plastique dur

PRODUCTS

Description

10403	Béquille d'avant-bras, adulte, 1pr/boîte
10405	Béquille d'avant-bras, grande 1pr/boîte

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Durée de vie limitée
Capacité de poids	300 livres
Poids	2,5 à 2,6 livres

ACCESSORIES

Description

10439-8	Pointes de béquille, 10400,10406,10405Gry, 8/csRTL, CS
---------	--