

Canne pliante bariatrique en aluminium, réglable en hauteur

HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C

- La canne se plie en quatre parties pratiques pour un rangement facile
- Poignée en bois attrayante avec collier en laiton
- Fabriquée avec un tube en aluminium extrudé robuste
- Livré avec un clip en plastique pour accrocher la canne une fois pliée
- La hauteur de la poignée s'ajuste de 33" à 37"
- Capacité de poids 500 lbs

PRODUCTS

Description

RTL10304HD	Canne, HD, pliante, noire, 1EA, 12/CS
------------	---------------------------------------

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Durée de vie limitée
Hauteur de la poignée	33" - 37"
Capacité de poids	500 livres