

## Conseil de transfert

HCPCS:



- Pour faciliter le transfert vers et depuis un fauteuil roulant
- Fabriqué en bouleau Baltique robuste avec une finition laquée transparente
- Extrémités effilées, coins arrondis
- >Capacité de poids 440 livres

### PRODUCTS

#### Description

PRODUCTS	Description
RTL6045	Planche de transfert de 30 po avec poignées, 1EA, 2/CS

### SPECIFICATIONS

#### Description

SPECIFICATIONS	Description
Garantie	Limité 6 mois
Capacité de poids	440 livres