

Déambulateur à 3 roues Nitro

HCPCS: E0143,E0143



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D




FIGURE E




FIGURE F



FIGURE G



FIGURE H

test Le déambulateur à 3 roues Nitro est le dernier-né de notre gamme premium de déambulateurs Nitro. Doté d'un câble de frein intérieur caché, le Nitro 3 fonctionnel et moderne est conçu dans un souci de sécurité à l'intérieur ou à l'extérieur. Le Nitro 3 navigue facilement dans les espaces étroits et se replie à plat en position debout pour pouvoir rouler, se garer et se ranger n'importe où. Une grande pochette amovible est également incluse pour garder les objets personnels à proximité. Le Nitro 3 est livré pré-assemblé, vous pouvez donc déballer, déplier et faire démarrer vos clients !

- Design élégant et moderne avec cadre en aluminium léger avec câble de frein intégré pour plus de sécurité et de protection
- Les poignées ergonomiques offrent confort et contrôle, appuyez sur les freins à main pour engager la fonction de frein de stationnement
- Ajustez rapidement et facilement la hauteur des poignées grâce au réglage de la hauteur par bouton-poussoir
- La grande pochette de rangement amovible est parfaite pour vos effets personnels ou pour transporter des objets vers et depuis
- Le pliage latéral facile permet au déambulateur de rester en position debout, ce qui le rend facile à rouler, à garer et à ranger n'importe où
- La conception à double fourche améliore le rayon de braquage tout en offrant une sécurité accrue
- La grande roue avant de 9" permet une direction optimale et se déplace facilement sur la plupart des types de terrain, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur
- Assemblage prêt à l'emploi
- Les produits Drive PreserveTech sont fabriqués avec un agent antimicrobien* qui aide à minimiser la croissance des bactéries, des moisissures et du mildiou sur les surfaces traitées. Les surfaces traitées sur ce produit incluent les poignées

PRODUCTS

Description

RTL10266TWHL	Déambulateur à 3 roues Nitro, rouge, 1/EA
--------------	---

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Durée de vie limitée
Poids du produit	12,5 livres
Hauteur de la poignée	32" - 37"
Capacité de poids	300 livres
Poids à l'expédition du carton	17.9 lb
Dimensions	22" (L) x 29" (P)
Taille du panier arrière	12,5" l x 13,5" H x 11,5" P
Taille de roue	9" avant 8" arrière
Largeur entre les bras	16"
Largeur entre pattes arrière	21,5"