

Déambulateur de luxe en aluminium à 3 roues, roulettes de 7,5 po

HCPCS: E0143



- Livré en standard avec panier, plateau et pochette (Figure A)
- Le panier se plie facilement pour un rangement facile (Figure B)
- Livré dans un carton ultra-compact Livré avec Cadre plié et compact Tirer le cadre léger en aluminium de style trombone pour le verrouiller en place et le fixer avec le bouton de verrouillage
- Roulettes de 7,5" pour une utilisation en intérieur ou en extérieur -bouton de filetage (Figure C)
- Le verrou à boucle spécial en fonte d'aluminium interne fonctionne facilement et assure la sécurité (Figure D)
- Pliage facile d'une seule main

PRODUCTS

Description

10289BL	Déambulateur 3 Whl Alum, Bleu, 1/ch
10289RD	Déambulateur 3 Whl Alum, rouge, 1/ch

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Durée de vie limitée
Hauteur de la poignée	31" - 38"
Capacité de poids	300 livres
Poids à l'expédition du carton	16 livres
Largeur hors tout	24.7
Poids	14 livres
Largeur entre les bras	19.7"