

Hugo Sidekick Déambulateur à roulettes à pliage latéral avec siège

HCPCS:



FIGURE A

- Chaque héros a besoin d'un Sidekick !
- Se manuvre facilement dans les petits espaces et ne pèse que 17 lb
- Ce déambulateur unique tient debout même lorsqu'il est plié
- Il suffit de tirer sur la sangle du siège pour la plier de manière compacte pour un rangement et un transport faciles
- Design élégant et discret et construction à cadre en acier robuste mais ultra-léger
- Assemblage sans outil est rapide et facile
- Un siège intégré et un grand dossier profilé offrent un endroit confortable pour s'alimenter chaque fois que vous avez besoin de repos
- Un panier utilitaire pratique offre une portabilité facile pour vos effets personnels
- Les poignées réglables en hauteur assurent une posture correcte, et les poignées ergonomiques positionnent confortablement vos mains à un angle naturel, ce qui permet un meilleur accès et contrôle des freins
- Roues avant extra-larges de 8" et 6" les roues arrière offrent une stabilité fiable pour plus de confiance et de sécurité lors de la marche à l'intérieur ou à l'extérieur
- Bénéficieraient ceux qui ont une endurance réduite, un équilibre compromis, une arthrite sévère ou une blessure en rééducation
- Les freins à main se verrouillent intuitivement lorsqu'il est "garé" pour la sécurité en position assise

PRODUCTS

Description

700-979	Hugo Sidekick, KD, Blueb. 1EA, 2CV, Ret
---------	---

SPECIFICATIONS

Description

Poids du produit	17 livres
Matériel	Acier
Dimensions du siège	18" (L) x 9" (P)
Hauteur de la poignée	30,5" - 35"
Capacité de poids	250 livres
Hauteur du siège au sol	20,5"
HCPCS	E0143 + E0156