

Nitro Neuro Upright Walker

HCPCS: E0143 + E0156,E0143 + E0156



- **Controlled Mobility Support:** Unique reverse braking system automatically engages when hands release the brakes to prevent uncontrolled rolling, giving users more control. Easy-to-adjust braking resistance knob customizes roll speed and resistance allowing users to walk at a controlled pace based on individual ability.
- **Comfort You Can Rely On:** The easy-to-grip brake handles provide intuitive, responsive control for confident everyday use. Thick, height-adjustable arm pads and a generous 20" seat support comfort during rest and walking.
- **Confidence When Standing & Transferring:** Integrated sit-to-stand handles offer stable support to help users safely rise from a seated position and transition with greater confidence.
- **Everyday Convenience, Personalized:** A large two-position storage bag and compatibility with the existing Nitro cup holder keep everyday essentials close at hand and give users the flexibility to personalize their walker for how they move through the day.
- **Pair with NexStride® by Drive** for a comprehensive mobility solution! Designed to help improve mobility in a wide variety of conditions that affect coordination, balance, and gait using a laser line and rhythmic metronome cues to help coordinate brain and body.

PRODUCTS	Description
102663RD	Nitro Neuro Upright Walker, Red, 1 EA
102663RD-NS	Nitro Neuro Upright and NexStride
SPECIFICATIONS	Description
Garantie	Limited Lifetime
Poids du produit	25.6 lb
Dimensions du siège	20" (W) x 10" (D)
Capacité de poids	360 lb
Hauteur	44.3"
Longueur	31.3"
Hauteur du siège au sol	21"
Hauteur du bras	44.3" - 52.6"
Poids à l'expédition du carton	31.3 lb
HCPCS	E0143 + E0156
Largeur hors tout	26"
Taille de roue	9.5" front / 7.5" back