

Déambulateur en acier bariatrique Go-Lite

HCPCS: E0149/E0156



FIGURE A



FIGURE B

- Les roulettes de 8" avec pneus à prise souple sont idéales pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Siège surdimensionné rembourré doux
- Livré avec un grand 20,5" (L) x 4,5" (H) x 9" (D) panier qui peut être monté sous le siège
- Dossier rembourré amovible sans outil pour plus de confort
- Le verrou à boucle spécial en fonte d'aluminium interne fonctionne facilement et assure sécurité (Figure A)
- Poignées facilement réglables en hauteur avec bouton auto-filetant (Figure B)

PRODUCTS**Description**

10215BL-1	Déambulateur, Overszd avec LpBk BL, 1/cs
10215RD-1	Déambulateur, Ovrszd, avec LpBk Red1/cs

SPECIFICATIONS**Description**

Garantie	Durée de vie limitée
Dimensions du siège	18" (L) x 13" (P)
Hauteur de la poignée	35,25" - 39,5"
Capacité de poids	500 livres
Hauteur du siège au sol	22"
Poids à l'expédition du carton	30,5 livres
Poids	26 livres