

Roues de marche bariatriques de 5 po avec deux ensembles de patins arrière

HCPCS: E0149



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C

- Convertit le déambulateur robuste en déambulateur à roues
- Permet 8 réglages de hauteur
- 10118T Ajoute 4 quot ; à la hauteur du déambulateur
- Les doubles roues en caoutchouc permettent au déambulateur de rouler facilement et en douceur sur des surfaces irrégulières
- Livré avec des capuchons de glissement arrière (article #10107) (Figure A) et des couvercles de glissement (article #10107C) (Figure B), permettant une utilisation sur toutes les surfaces
- À utiliser avec les articles 10220-2 et 10223-2

PRODUCTS

Description

10118SV	Roues Walker, HD, Argent, 1PR/bx, RTL
---------	---------------------------------------

SPECIFICATIONS

Description

Capacité de poids	500 livres
-------------------	------------