

Sac d'accessoires multi-usages

HCPCS:



- Fixation de la sangle arrière avec clip sécurisé et réglable
- Se fixe solidement à large gamme d'aides à la mobilité
- Poche intérieure spacieuse avec fermeture à glissière et porte-clés
- Poche avant avec fermeture magnétique pour une sécurité accrue des effets personnels
- La base arrière renforcée maintient la forme du sac pour plus de soutien
- Petites poches intérieures et poche zippée
- Poches et intérieur entièrement doublés
- Sangle de transport amovible en bandoulière
- >Traité avec une technologie résistante à l'eau
- Nettoyer les taches avec un chiffon humide
-

PRODUCTS	Description
RTL10255NV	Sac de mobilité Univ, petit, bleu marine, 1 EA
RTL10255PK	Sac de mobilité Univ, petit, rose, 1 EA
SPECIFICATIONS	Description
Capacité de poids	3 livres
Dimensions	10" (L) x 6,5" (L) x 3" (P)
Dimensions de la boîte au détail	11" (L) x 6,5" (L) x 1,4" (P)
Poids	0,7 livre