

Sac d'accessoires Walker

HCPCS:



Emportez vos articles avec vous partout où vous allez en utilisant le sac fonctionnel et polyvalent qui se fixe facilement à la plupart des marcheurs. Les poches avant et arrière sont parfaites pour les clés ou un téléphone portable, et la grande poche intérieure doublée avec fermeture à glissière à joint torique contient tous vos articles essentiels. Le sac est fabriqué en nylon léger qui restera robuste même en cas d'utilisation intensive.

- Les attaches de boucle de sac réglables se fixent à une large gamme d'aides à la mobilité
- Poche intérieure spacieuse avec fermeture à glissière fermeture et porte-clés
- Trois poches avant contiennent des éléments essentiels tels que des clés, des collations ou un téléphone portable
- Deux poches arrière permettent d'accéder aux articles du côté de l'utilisateur
- Intérieur et poches doublés
- Traité avec une technologie résistante à l'eau
- Nettoyer les taches avec un chiffon humide

PRODUCTS	Description
RTL10256NV	Univ MobilityBag, Med Flat, Marine, 1EA
RTL10256PK	Univ MobilityBag, Med Flat, Rose, 1EA

SPECIFICATIONS	Description
Capacité de poids	6 livres
Dimensions	16" (L) x 9" (L) x 2,5" (P)
Dimensions de la boîte au détail	11" (L) x 6,1" (L) x 1,4" (P)
Poids	0,5 livre