

Sacs de mobilité

HCPCS:



- Double attache options : fixation de la sangle arrière avec clip sécurisé ou sangles de suspension réglables
- Se fixe en toute sécurité à une large gamme d'aides à la mobilité
- Poche intérieure spacieuse avec fermeture à glissière et porte-clés
- Quatre poches extérieures à l'avant et un porte-clés zippé pour une sécurité accrue des effets personnels
- La poche latérale en filet peut contenir une bouteille d'eau
- Grande poche intérieure zippée
- Poches entièrement doublées et intérieur
- Traité avec une technologie résistante à l'eau
- Nettoyer les taches avec un chiffon humide
-
-

PRODUCTS	Description
RTL10254BFL	Sac de mobilité Univ, moyen, bleu Flrl, 1EA
RTL10254GR	Sac de mobilité Univ, moyen, vert armée, 1EA
RTL10254TFL	Sac de mobilité Univ, Med, Trop Flrl, 1EA
SPECIFICATIONS	Description
Capacité de poids	9 livres
Dimensions	11" (L) x 11" (L) x 3" (P)
Dimensions de la boîte au détail	13,8" (L) x 13" (L) x 1,8" (P)
Poids	0,8 livre