



Déambulateur pliant en aluminium bariatrique, deux boutons

HCPCS:



FIGURE A

- Pour une utilisation bariatrique
- Pieds et renforts latéraux en acier
- La conception de précision offre une résistance supplémentaire tout en ajoutant un poids minimal
- La conception du cadre plus large et plus profond s'adapte personnes jusqu'à 600 lb
- Les mécanismes à bouton-poussoir faciles peuvent être actionnés par les doigts, les paumes ou le côté de la main
- Chaque côté fonctionne indépendamment pour permettre un mouvement facile dans les espaces étroits et une plus grande stabilité
- Poignée en vinyle

PRODUCTS

Description

10220-1WW	Walker, AdltHD, 2Btn avec Whls, 1/cs
-----------	--------------------------------------

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Durée de vie limitée
Capacité de poids	500 livres
Hauteur	32" - 39"
Poids à l'expédition du carton	24 livres
Largeur hors tout	27"
Poids	11 livres