

Déambulateur pliant de luxe, deux boutons



HCPCS:



FIGURE A

- Les mécanismes à bouton-poussoir faciles peuvent être actionnés par les doigts, les paumes ou le côté de la main
- Chaque côté fonctionne indépendamment pour permettre un mouvement facile dans les espaces étroits et une plus grande stabilité en position debout
- Le patient est en mesure de rapprocher le déambulateur pour l'aider à se tenir debout grâce au cadre croisé amélioré (Figure A)
- Robuste 1" diamètre, la construction en aluminium assure une résistance maximale tout en restant légère

PRODUCTS

Description

10200-1	Walker, 2Btn. Adulte, 1/ea
10200-4	Déambulateur de luxe à deux boutons, 4/CS
10201-4	Deluxe Deux Boutons Junior, 4/cs

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Durée de vie limitée
Capacité de poids	350 livres
Poids à l'expédition du carton	26 24 livres
Largeur hors tout	20"
Poids	5,5 livres