

Genouillère pliante économique

HCPCS: E0118,E0118



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E



FIGURE F



FIGURE G



FIGURE H

Gardez vos clients mobiles pendant qu'ils se remettent d'une blessure au pied ou à la jambe inférieure avec notre nouvelle marchette pliante pour genoux. Avec un prix d'entrée de gamme, le Knee Walker est bourré de toutes les caractéristiques concurrentielles que vous recherchez, y compris une capacité de poids de 350 lb, un faible encombrement pour une étagère et un espace de stockage optimaux, et un emballage de vente au détail pour aider votre les clients s'informent sur les caractéristiques et les avantages du produit. Présentez à vos clients la solution idéale pour conserver leur indépendance et leur mobilité !

- Restez mobile et indépendant pendant la récupération
- Facile à diriger, tandis que le rayon de braquage réduit permet une maniabilité dans les espaces étroits tels que les couloirs et les portes
- Le double système de freinage arrière sur les roues offre une capacité d'arrêt et un contrôle immédiats pendant la navigation
- Frein de stationnement à bouton-poussoir intégré au frein à main lorsque vous avez besoin de vous reposer en toute sécurité
- Le support de jambe rembourré offre confort, stabilité et est facilement compatible avec la jambe gauche ou droite
- Ajustez rapidement et facilement la hauteur de la genouillère ou du guidon pour répondre à vos besoins individuels, aucun outil requis
- La conception pliable permet un rangement et une portabilité pratiques
- Le cadre solide et durable supporte les utilisateurs jusqu'à 350 lb.
- Les roues de 8 pouces sont idéales pour une utilisation en intérieur et en extérieur

PRODUCTS

Description

RTL799	Genouillère pliante économique, RTL, 1/EA
--------	---

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	À vie limitée Garantie à vie sur le câble de frein
Poids du produit	19,5 livres
dimensions du produit	16" de largeur x 30" de longueur
Hauteur de la poignée	31,5" - 41"
Capacité de poids	350 livres
Dimensions de la genouillère	12,5" x 7,25" x 2"
Hauteur de la genouillère	16,75" - 23,25"
Dimensions de la boîte au détail	20,5" (L) x 15,35" (L) x 15" (H)
Poids de la boîte au détail	24 livres
Taille de roue	8"