

Protège-genoux Nitro Glide

HCPCS:



Le Nitro Knee Walker offre aux utilisateurs qui se remettent d'une blessure sous le genou la possibilité de rester mobiles et de glisser dans leurs activités quotidiennes dans un tout nouveau design élégant. Offert en deux couleurs vives, ce design breveté comprend des essieux avant élargissant la largeur pour offrir à l'utilisateur un réglage et un soutien pour répondre au rayon de braquage souhaité lors de la navigation dans différents environnements intérieurs et extérieurs. La conception ergonomique de la genouillère réglable offre le confort et l'élévation nécessaires à la jambe blessée, tandis que le guidon réglable s'adapte également aux préférences de l'utilisateur. Le cadre léger enferme en toute sécurité le câble de frein à l'intérieur pour améliorer son design moderne et la fonction pliable le rend pratique pour le stockage et le transport.

- Essieux avant extensibles en largeur (16", 18", 20") pour le réglage du rayon de braquage
- Câbles de frein faciles à remplacer enfermés dans des tubes de cadre
- Réglage en hauteur sans outil de la poignée (30" - 39") et de la genouillère (17" - 23").
- Genouillère décalée et réversible pour une utilisation sur la jambe gauche ou droite
- Comprend un panier de rangement amovible avec poignée
- Cadre léger et pliable pour un rangement et un transport pratiques
- Les freins à main simples à utiliser contrôlent le double système de freinage arrière

PRODUCTS	Description
791BL	Protège-genoux Nitro, bleu, 1/EA
791RD	Protège-genoux Nitro, rouge, 1/EA
SPECIFICATIONS	Description
Garantie	Garantie limitée à vie
Poids du produit	23 livres
Matériel	Aluminium, plastique, caoutchouc, mousse
Hauteur de la poignée	Min : 30" / Max : 39"
Capacité de poids	350 livres
Poids à l'expédition du carton	28 livres
Dimensions assemblé	35,3" (L) X 15,6" - 20,3" (L) X 30,7" - 38,6" (H)
Dimensions de la genouillère	13" (L) X 7" (P)
Hauteur de la genouillère	Min : 17" / Max : 23"
Prop. CA 65	Non