

## Clever-Lite LS, déambulateur adulte

HCPCS: E0143



FIGURE A



FIGURE B

- Freins à pression arrière (Figure A)
- Construction robuste en aluminium extrudé anodisé de 1" de diamètre
- Livré avec siège rabattable avec support intégré poignée
- Permet à l'individu d'être assis ou de l'utiliser comme déambulateur traditionnel en soulevant le siège pour entrer dans le cadre
- Se plie facilement avec le déverrouillage breveté à double levier de la palette latérale (Figure B)
- Le dossier souple et flexible offre confort et sécurité en position assise
- Roues avant fixes de 5 pouces

**PRODUCTS****Description**

10233	Déambulateur Clever-Lite LS, avec 5",1/cs
-------	-------------------------------------------

**SPECIFICATIONS****Description**

Garantie	Durée de vie limitée
Dimensions du siège	18,75" (L) x 11" (P)
Hauteur de la poignée	29,5" - 39"
Capacité de poids	300 livres
Poids à l'expédition du carton	15 livres
Roulettes	5"
Poids	11 livres