

Clever-Lite Walker, adulte, avec roulettes de 8"

HCPCS: E0143+E0156



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C

- Les roues avant peuvent être réglées en position "pivotante" (Figure A) ou "fixe" (Figure B)
- Le verrou à boucle spécial en fonte d'aluminium interne fonctionne facilement et assure la sécurité
- Construction robuste en aluminium anodisé de 1" de diamètre
- Livré avec un siège rabattable avec poignée de transport intégrée
- Permet à l'individu d'être assis ou de l'utiliser comme déambulateur traditionnel
- Se plie avec une libération brevetée des palettes latérales

PRODUCTS	Description
10243	Déambulateur Clever-Lite, avec 8 roues, 1/cs
SPECIFICATIONS	Description
Garantie	Durée de vie limitée
Dimensions du siège	19" (L) x 11,25" (P)
Hauteur de la poignée	35,5" - 39,5"
Capacité de poids	300 livres
Poids à l'expédition du carton	21 livres
Poids	18 livres