



Déambulateurs de sécurité antérieurs pour adultes

HCPCS: E1399-1, E1399-1



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C

- Hauteur réglable par incréments de 1"
- Tension du ressort de frein réglable
- Le patient est situé au centre du rouleau de sécurité, ce qui offre un soutien maximal et une meilleure posture
- Roues en néoprène antidérapantes, non marquantes et faciles à rouler
- Idéales pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Se plie facilement et se tient debout en position pliée (Schéma A)

PRODUCTS

Description

CE 1000 BK	Adulte SRoller, Silver Vein, 1/cs
------------	-----------------------------------

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Durée de vie limitée
Capacité de poids	400 livres
Poids à l'expédition du carton	21 livres 17 livres.

ACCESSORIES

Description

CE 1250	Support de réservoir d'oxygène, 1/boîte, BX
CE 1500	Support de verrouillage de roulette, 1 pr/pkg, EA
CE 1400	Onglet Dial-A-Speed, 1 pr/bx, BX
CE 1035 FP	RTL, PR
CE 1070L	Harnais de siège, SRoller, Lg, 1/ch, EA