

Unité d'aspiration silencieuse Vacu-Aide® QSU



HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B

- Avec plus de 50 % de réduction du bruit, le Vacu-Aide QSU est l'unité portable à haut débit/haute aspiration la plus silencieuse du marché, ce qui en fait un choix judicieux pour les patients du nouveau-né à l'adulte
- Batterie plomb-acide scellée en option pour une utilisation jusqu'à une heure de fonctionnement
- Conforme aux directives de l'American Association for Respiratory Care (AARC) pour l'aspiration des soins à domicile chez les nouveau-nés, les nourrissons, les enfants et les adultes classification de débit
- L'unité peut être utilisée à l'intérieur de la mallette de transport (Figure B-C)
- Fermeture d'arrêt sur le récipient pour protéger contre les débordements et filtre antibactérien intégré pour empêcher le reflux

PRODUCTS	Description
7314D-D	Vacu-Aide QSU, NAM
7314P-D	Vacu-Aide QSU avec Btty, NAM
7314P-D-EXF	Vacu-Aide QSU avec Btty, NAM 800cc EXF

SPECIFICATIONS	Description
Garantie	Limité à 2 ans sur l'unité, limité à 90 jours sur la batterie
Dimensions	8,0" (L) x 8,3" (H) x 8,5" (P)
Exigences électriques	100-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A maximum, 12 V
Plage de débit	27 l/min Débit libre, sans restriction
Consommation d'énergie	33 watts maximum.
Plage de vide	50-550 mmHg
Poids	6,6 livres

ACCESSORIES	Description
7304D-619	Prise allume-cigare et cordon, EA
7304D-636	Vacuometre de test, EA
7305D-608	Filtre antibactérien (x12), PKG
7305D-612	TUYAU DE REMPLACEMENT 6-PK, PKG
7305D-633	Bocal complet, 800ml (unité), EA
7305D-632	Bocal complet, 800ml, sans tuyau x48, CS
7305D-633-25	obsolete Bocal complet, 800ml, (x25) # p, CS
7305D-635	Cartouche filtrante sans tube (x12), CS
7314D-606	Sac de transport, EA
7314P-613	Chargeur/transformateur CC/CA, EA
7314D-626	Pied adhésif (x5), EA
DV51D-606	CORDON ALIMENTATION IGO2 (US), EA

PARTS

Description

7314P-614	Batterie 12V pour VacuAide 7314P, EA
7305D-614	CoudeConct,Filtre, tube de 3,375", 1ea/ea, EA
7305D-619	Coude de raccordement 90° (x6), PKG