

Accessoires de thérapie par aspiration

HCPCS: A7000

| PRODUCTS | Description |
|---------------|---|
| 6305D-611-48 | Tubulure patient de 6 pi - paquet de 48 |
| 7305D-602J-48 | 800ml Disp. Conteneur Jar EXT - Paquet de 48 |
| 7305D-602L-48 | 800ml Disp. Couvercle de conteneur EXT - Paquet de 48 |
| 7305D-603-25 | Ext Fltr Disp Canstr Comp Kit Assmd Cs25 |
| 7305D-607 | Manometre AV regulateur vide |
| 7305D-608 | Filtre antibactérien (x12) |
| 7305D-609 | Tête de piston avec bouton de réglage |
| 7305D-610 | Platine VacuAide 7305/7314 |
| 7305D-612 | TUYAU DE REMPLACEMENT 6-PK |
| 7305D-612-48 | 800ml Disp. Contr Cnctn Tube EXT-48 Pack |
| 7305D-614 | CoudeConct,Filtre, tube de 3,375", 1ea/ea |
| 7305D-615 | Joint piston (x5) |
| 7305D-616 | Carter inférieur |
| 7305D-617 | COUVERCLE SUPÉRIEUR FORFAIT DE VENTE SÉPARÉ |
| 7305D-618 | ÉTIQUETTE LED -DFT FORFAIT DE VENTE SÉPARÉ |
| 7305D-619 | Coude de raccordement 90° (x6) |
| 7305D-619-48 | 800ml Disp. Conteneur Coude EXT-48 Pack |
| 7305D-623 | CYLINDRE AVEC SOUPAPES |
| 7305D-632 | Bocal complet, 800ml, sans tuyau x48 |
| 7305D-633 | Bocal complet, 800ml (unité) |
| 7305D-633-25 | obsolete Bocal complet, 800ml, (x25) # p |
| 7305D-635 | Cartouche filtrante sans tube (x12) |
| 7305D-635-48 | 800ml Disp. Chariot de filtre Contr. - Paquet de 48 |
| 7305D-637-48 | 800ml Disp. Bocal Conteneur - Paquet de 48 |
| 7305D-638-48 | 800ml Disp. Couvercle de conteneur - paquet de 48 |
| 7305D-639-48 | 800ml Disp. Contr Cnctn Tube - Paquet de 48 |
| 7305D-650 | TUBE DE CONNEXION D'ASPIRATION, EN VRAC, 50' |
| 7305P-605 | ETIQUETTE VOYANT VACUAIDE 7305 X5 |
| 7305P-610 | Set interrupteur et carte électronique |
| 7305P-614 | Batterie 12V pour 7305 |
| 7305P-620 | KIT DE MODIFICATION DE LA BATTERIE |
| 7305P-631 | CORDON EUROPE CONTINENTALE |