

Accessoires de thérapie par aspiration

HCPCS:

PRODUCTS	Description
6305D-611-48	Tubulure patient de 6 pi - paquet de 48
7305D-602J-48	800ml Disp. Conteneur Jar EXT - Paquet de 48
7305D-602L-48	800ml Disp. Couvercle de conteneur EXT - Paquet de 48
7305D-603-25	Ext Fltr Disp Canstr Comp Kit Assmd Cs25
7305D-607	Manometre AV regulateur vide
7305D-608	Filtre antibactérien (x12)
7305D-609	Tête de piston avec bouton de réglage
7305D-610	Platine VacuAide 7305/7314
7305D-612	TUYAU DE REMPLACEMENT 6-PK
7305D-612-48	800ml Disp. Contr Cnctn Tube EXT-48 Pack
7305D-614	CoudeConct,Filtre, tube de 3,375", 1ea/ea
7305D-615	Joint piston (x5)
7305D-616	Carter inférieur
7305D-617	COUVERCLE SUPÉRIEUR FORFAIT DE VENTE SÉPARÉ
7305D-618	ÉTIQUETTE LED -DFT FORFAIT DE VENTE SÉPARÉ
7305D-619	Coude de raccordement 90° (x6)
7305D-619-48	800ml Disp. Conteneur Coude EXT-48 Pack
7305D-623	CYLINDRE AVEC SOUPAPES
7305D-632	Bocal complet, 800ml, sans tuyau x48
7305D-633	Bocal complet, 800ml (unité)
7305D-633-25	obsolete Bocal complet, 800ml, (x25) # p
7305D-635	Cartouche filtrante sans tube (x12)
7305D-635-48	800ml Disp. Chariot de filtre Contr. - Paquet de 48
7305D-637-48	800ml Disp. Bocal Conteneur - Paquet de 48
7305D-638-48	800ml Disp. Couvercle de conteneur - paquet de 48
7305D-639-48	800ml Disp. Contr Cnctn Tube - Paquet de 48
7305D-650	TUBE DE CONNEXION D'ASPIRATION, EN VRAC, 50'
7305P-605	ETIQUETTE VOYANT VACUAIDE 7305 X5
7305P-610	Set interrupteur et carte électronique
7305P-614	Batterie 12V pour 7305
7305P-620	KIT DE MODIFICATION DE LA BATTERIE
7305P-631	CORDON EUROPE CONTINENTALE