

## Rehausseur de siège de toilette à charnière

HCPCS: E0244-1, E0244-1



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D

- Élève la hauteur des toilettes de 3,5 pouces pour les personnes qui ont besoin d'aide pour s'asseoir et se lever des toilettes
- La conception de la charnière permet de déplacer la colonne montante lorsqu'elle n'est pas utilisée (Figure A)
- La construction en plastique moulé robuste offre résistance et durabilité
- Léger, portable et se fixe facilement à la cuvette des toilettes
- Facile à installer sur la plupart toilettes standard
- Deux modèles pour accueillir des cuvettes de toilettes standard ou allongées (Figure B)
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

### PRODUCTS

### Description

RTL12607	Siège de toilette à charnière standard, 1 RTL/EA
RTL12608	Siège de toilette à charnière allongé, 1 RTL/EA

### SPECIFICATIONS

### Description

Garantie	Durée de vie limitée
Dimensions du siège	13,5" (L) x 17,5" (P) x 3,5" (H)   14" (L) x 19,25" (P) x 3,5" (H)
Capacité de poids	250 livres
Poids	5,07 livres   5,62 livres