

Siège de toilette surélevé de qualité supérieure avec accoudoirs amovibles

HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E



FIGURE F

- Conçu pour les personnes qui ont des difficultés à s'asseoir ou à se lever des toilettes
- Permet à l'individu d'utiliser le siège et le couvercle des toilettes existants
- Les bras sans outil mesurent 19,75" séparés et peuvent être retirés ou ajoutés au besoin
- Les manchons de bras et les récepteurs sont en métal
- Construction en plastique moulé robuste
- Léger et portable
- Se fixe facilement à la cuvette des toilettes
- Aucun outil requis pour l'installation
- Facile à nettoyer
- Deux modèles conviennent aux toilettes standard et allongées

PRODUCTS

Description

12402	Rizer, RegularToiletsKD, avec RemArm, 1/cs, RTL
12403	Rizer,Toilette Allongée,avec RemArms,1/cs,RTL

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Durée de vie limitée
Dimensions du siège	17" (P) x 13,75" (L) x 3,5" (H) 19,25" (P) x 13,75" (L) x 3,5" (H)
Capacité de poids	300 livres
Poids à l'expédition du carton	4,5 livres
Poids	3,5 livres
Largeur entre les bras	19,75"