

Ascenseur de bain de plongée Bellavita



HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C




FIGURE D




FIGURE E




FIGURE F

L'élévateur de bain le plus léger et le plus bas du marché aide désormais les utilisateurs à plonger plus profondément et à devenir plus propres !

- Nouveau dossier amovible avec inclinaison à 50°
- Siège plus large avec découpe hygiénique
- La conception à double colonne améliorée offre une stabilité optimale jusqu'à 300 livres
- La hauteur du siège s'ajuste de 2,6" à 18,9"
- Télécommande flottante facile à utiliser
- S'installe facilement dans presque toutes les baignoires, sans travaux de plomberie ou d'électricité

PRODUCTS**Description**

477400252	Bellavita Dive Bath Lift avec Wh Cvr, 1/EA
-----------	--

SPECIFICATIONS**Description**

Garantie	Limité à 5 ans
Poids du produit	21,8 livres
Matériel	Plastique
Capacité de poids	300 livres
Couleur	Blanc
Dimensions de la boîte au détail	15,6" (L) x 17,3" (L) X 14,4" (H)
Poids de la boîte au détail	5,8 livres
Prop. CA 65	oui DEHP chimique