

Banc de baignoire de transfert en trois pièces

HCPCS: E0247-1,E0247-1



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E



FIGURE F

- Assemblage sans outil du dossier, des jambes et du bras (Figure A - C)
- La construction en A assure la stabilité
- Banc en plastique durable moulé par soufflage et dossier
- La hauteur s'ajuste par incréments de 1/2 "avec des pieds d'extension uniques "Dual Column"
- Réversible pour s'adapter à n'importe quelle salle de bain
- Le levier sans pincement permet de pousser épingles à enfoncez sans se pincer les doigts
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

PRODUCTS

Description

PRODUCTS	Description
RTL12031KDR	Tranf Bnch, 3 pc. Assemblage, RTL, 1 EA

SPECIFICATIONS

Description

SPECIFICATIONS	Description
Garantie	Durée de vie limitée
Dimensions du siège	26" (L) x 18,5" - 19,5" (P)
Capacité de poids	400 livres
Poids	12,48 livres