

## Banc de baignoire de transfert

HCPCS: E0247,E0247



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E

- Assemblage sans outil du dossier, des jambes et des bras (Figure A - C)
- La construction en A assure la stabilité
- Banc et dossier en plastique durable moulé par soufflage
- La hauteur s'ajuste par incréments de ½ ;" avec des pieds d'extension uniques "Dual Column"
- Réversible pour s'adapter à n'importe quelle salle de bain
- Le levier sans pincement permet aux punaises de être déprimé sans se pincer les doigts
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

### PRODUCTS

#### Description

12011KD-1	Banc de transfert KD, sans outil, 1/cs
12011KD-2	Banc de transfert KD sans outil, 2/cs

### SPECIFICATIONS

#### Description

Garantie	Durée de vie limitée
Dimensions du siège	26" (L) x 18,5" - 19,5" (P)
Capacité de poids	400 livres
Poids à l'expédition du carton	13,6 livres
HCPCS	E0247
Réglage de la hauteur	17,5" - 22,5"
Poids	13,6 livres

### ACCESSORIES

#### Description

12011SS	Ventouses,Sm.12011,1pr/boîte, BX
12011SL	Ventouses,Lg.12011,1pr/bte, BX