

Banc de transfert bariatrique

HCPCS: E0248



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E

- Assemblage sans outil du dossier, des jambes et des bras
- Le cadre en A offre une stabilité supplémentaire
- La hauteur s'ajuste par incréments de ½ ;" avec l'extension unique "Dual Column"
- Tous les bancs de transfert sont réversibles pour s'adapter à n'importe quelle salle de bain
- Le clip de style européen assure un ajustement sûr (Figure A)
- Aucun matériel exposé susceptible de blesser le patient < /li>
- Grandes ventouses verrouillables pour plus de sécurité (Figure B)
- Capacité de poids 500 lb
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

PRODUCTS**Description**

12025KD-1	Banc de transfert, usage intensif, KD, 1/cs
-----------	---

SPECIFICATIONS**Description**

Garantie	Durée de vie limitée
Dimensions du siège	26,5" (L) x 16,5" (P)
Capacité de poids	500 livres
Poids à l'expédition du carton	27 livres
Poids	14 livres